

新しいコンセプトに基づき 産学連携で研究・開発した 「義歯の抗菌スプレー」について

第 25 回日本有病者歯科医療学会総会・学術大会 ランチョンセミナー

本セミナーでは、デンチャープラークや義歯の汚れの一般的な概念にはじまり、市販義歯洗浄剤の特徴、使い分け、効果などについてお話しします。さらに、私どもの研究室で開発した固定化抗菌成分「Etak®」を主成分とした、“使用するほど義歯表面を抗菌加工し、バイオフィルムを形成しにくくする”という新しいコンセプトの義歯抗菌スプレーの研究開発についてご説明いたします。

「義歯を抗菌バリアする」という新発想の義歯用スプレーが、外来患者さんはもちろん、訪問歯科対象の患者さん・ご家族にとっても有意義なものとなれば幸いです。



広島大学大学院
医歯薬保健学研究院 教授
二川 浩樹 先生


3/6

日

時間：12：00～13：00

会場：タワーホール船堀 D会場 福寿

二川先生の著書
好評発売中です！



「歯の抗菌バリア」という発想から生まれた固定化抗菌成分 Etak。二川浩樹先生の研究経緯から、インフルエンザやノロウイルスへの効果、安全性や高い固定化力を豊富なエビデンスをもとに解説しています。

東日本大震災の仮設住宅や避難所にも届けられ、2013年には文部科学大臣表彰（科学技術賞 開発部門）も受賞。

最終章では、現在開発中の義歯用抗菌スプレーの研究についてもいち早く紹介。今後、さまざまな歯科分野製品への応用が期待される Etak は、歯科医師・歯科衛生士必見です。

A5判／フルカラー／128頁／本体2,700円＋税



メディア株式会社

【本社】 東京都文京区本郷 3-26-6 NREG 本郷三丁目ビル 8F TEL：03-5684-2510 (代) FAX：03-5684-2516

【Web サイト】 www.media-inc.co.jp

メディア株式会社

検索

持続性防菌成分 **Etak** 配合

イーatak

オーラル

ケア

Etak[®] Oral Care **24**

義歯防菌スプレー

歯ブラシ防菌スプレー



内容量
20mL (約230プッシュ)

希望小売価格
2,000円(税別)

安全性試験済み



内容量
12mL (約115プッシュ)

希望小売価格
1,500円(税別)

安全性試験済み

義歯にスプレーするだけで、Etak (持続性防菌成分) により、24時間義歯の細菌繁殖を防ぎ、1日気持ちよく義歯を使用できます。マウスピースや矯正用床装置にも使用できます。

歯を磨いた後、水洗いした歯ブラシにスプレーするだけで、Etak (持続性防菌成分) により歯ブラシに増殖する菌を24時間防ぎます。

使用対象例

総義歯、部分義歯、矯正用床装置、マウスピースなど

使用対象例

歯ブラシ、舌ブラシ、携帯用歯ブラシ、電動歯ブラシなど

使用方法

水気を取った義歯にスプレーの噴霧口を向け、適量 (3~4プッシュ) を義歯の粘膜面 (歯茎に接する部分) 中心に、約10cmほど離して、均一にスプレーしてください。
※義歯を装着したままスプレーしないで下さい。
※スプレーした義歯は乾燥させてから使用して下さい。



使用方法

ブラッシング後、水洗いした歯ブラシの水気を切り、約3~4cm離して、適量 (1~2プッシュ) を均一にスプレーして下さい。
※液体ハミガキ代わりに使用しないで下さい。



イーatak オーラル ケア

Etak[®] Oral Care **24** の特長

除菌して固定化することで、24時間防菌効果が持続

